

MAD
(MANDIBULAR ADVANCEMENT DEVICE)



CLINICA
ODONTOIATRICA
DAL PONT

MAD

(MANDIBULAR ADVANCEMENT DEVICE)

I MAD sono dispositivi di **avanzamento della mandibola** per il trattamento del russamento e dell'apnea del sonno di grado da lieve a moderato.

Sono realizzati **su misura** e sono costituiti da due placche, una superiore e una inferiore, unite da un esclusivo componente diverso a seconda del modello brevettato.

Il movimento di avanzamento creato dal MAD produce uno **stiramento dei tessuti molli** e dei muscoli delle prime vie aeree, impedendone l'ostruzione durante il sonno. Questo impedisce anche ai tessuti molli di **vibrare durante la respirazione**, fattore che rappresenta la causa più comune del russamento.

I dispositivi MAD sono generalmente confortevoli da usare ed efficaci nel trattamento dell'**apnea da sonno**.

Permettono di avere un buon sonno notturno e di svegliarsi riposati e pieni di energia per tutto il giorno.

I MAD presentano molteplici **vantaggi**:



Validati clinicamente e brevettati



Permettono la normale apertura e chiusura della bocca

03

Elevato comfort per il paziente

04

Permettono di parlare e di bere

05

Facili da portare in viaggio

06

Efficacia clinicamente dimostrata nel trattamento dell'apnea del sonno

07

Consigliati dalle assicurazioni sanitarie di molti Paesi

08

Gli apparecchi sono a norma CE, approvati da FDA, certificati ISO e registrati presso Swissmedic

09

Nessuna sensazione di claustrofobia

10

Permettono la chiusura completa delle labbra

11

Realizzati su misura per soddisfare le esigenze individuali di ogni paziente

12

Confortevoli, efficaci e accuratamente calibrati

13

Possono essere regolati gradualmente per trovare la posizione terapeutica ottimale

14

Elevata accettazione da parte del paziente

15

Ripartizione uniforme delle forze su tutti i denti

16

Migliore protezione dei denti grazie alla ripartizione uniforme delle forze sulle due placche

**** un grande sollievo per i pazienti che non tollerano la CPAP**

I pazienti ne confermano l'**elevata efficacia**:

A dark blue circle with a dotted border containing the text '96%'. A horizontal dotted line passes through the center of the circle.

96%

dei pazienti con apnea ostruttiva del sonno conclamata ha dichiarato di voler continuare ad usare l'apparecchio orale.

A dark blue circle with a dotted border containing the text '91%'. A horizontal dotted line passes through the center of the circle.

91%

dei pazienti ha dichiarato di avere ottenuto importanti miglioramenti nella qualità del sonno con l'uso di oral appliance.

La realizzazione **su misura** di alta precisione e qualità, garantisce:

Massimo comfort

Lunga durata